(HITY)

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО КУРСУ «ФИЗИКА»

Ф4-2к. СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Требуемое оборудование:

Модульно учебные комплексы:

1. Модульный учебный комплекс МУК-ЭМ2

Приборы:

- 1. Блок генератора напряжений ГН1;
- 2. Осциллограф лабораторный ОЦЛЗ;
- 3. Стенд с объектами исследования С3-ЭМ01.

Краткое теоретическое введение

Циклическая частота свободных незатухающих колебаний в контуре ω_0 равна

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \,, \tag{1}$$

где L – индуктивность контура;

C – электрическая емкость контура.

При малом затухании период затухающих колебаний можно приближенно считать равным периоду незатухающих (Формула Томсона):

$$T \approx 2\pi\sqrt{LC} \ . \tag{2}$$

Циклическая частота затухающих свободных колебаний в контуре ω равна

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \,, \tag{3}$$

где $\delta = \frac{R}{2L}$ - коэффициент затухания;

R — сопротивление контура.

Логарифмический декремент λ определяется выражением

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \ln \frac{A_0 e^{-\delta t}}{A_0 e^{-\delta (t+T)}} = \delta T, \tag{4}$$

где T – период затухающих колебаний;

A(t) — амплитуда затухающих колебаний в момент времени t;

A(t+T) — амплитуда затухающих колебаний в момент времени t+T.

При малом затухании $\omega \approx \omega_0$ для λ можно использовать формулу

$$\lambda \approx \pi R \sqrt{\frac{C}{L}}$$
 (5)

Критическое сопротивление контура $R_{\kappa pum}$, при котором колебательный процесс переходит в апериодический равно


$$R_{\kappa pum} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \,. \tag{6}$$

Добротность контура Q равна

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \frac{\omega L}{R} \,. \tag{7}$$

Методика эксперимента

На рис. 1 представлена электрическая схема. В качестве генератора прямоугольных импульсов используется источник сигнала типа «меандр», содержащийся в блоке ГН1. Рекомендуется в качестве конденсатора С выбрать элементы С1, С2, С3 стенда С3-ЭМ01.



Рекомендуемое задание к работе

- 1. Получите на экране осциллографа картину свободных затухающих колебаний в контуре(напряжение между точками 1 и 2 рис.1) Зная время развертки осциллографа, определите период затухающих колебаний для трех различных значений емкости C1, C2, C3 при нулевом сопротивлении R.
- 2. Постройте, пользуясь формулой (2), зависимость T_0 от \sqrt{C} , которая имеет вид прямой линии. Нанесите на этот теоретический график точки, полученные опытным путем.

- 3. Для контура с одним из значений емкости C измерьте по шкале экрана осциллографа величины двух соседних амплитуд затухающего сигнала A(t) и A(t+T). Пользуясь формулой (4), найдите логарифмический декремент λ . Проведите эти измерения при различных значениях сопротивления R, пока сохраняется периодический характер затухающих колебаний.
- 4. Постройте в координатах λ , R график зависимости логарифмического декремента контура от сопротивления резистора R. По точке пересечения графика с осью R определите активное сопротивление катушки в сумме с внутренним сопротивлением генератора (R_L+r) .
- 5. Наблюдая сигнал на экране осциллографа, доведите величину переменного сопротивления R до того значения, при котором периодический процесс переходит в апериодический. Определите по отсчетному устройству соответствующее R, а затем, сложив его с найденным в п.4 сопротивлением (R_L+r) , получите опытное значение критического сопротивления $R_{\kappa pum}$.
- 6. Сравните полученное в опыте значение $R_{\kappa pum}$ с теоретическим, которое находится по формуле (6).
 - 7. Оцените добротность контура для полученных значений λ по формуле (7).