НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НИЛ техники эксперимента

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ "ФИЗИКА"



e-mail: info@opprib.ru

010504. Двулучепреломление. Четвертьволновая фазовая пластинка.

Цель работы: получение эллиптически поляризованного света из линейно поляризованного с помощью четвертьволновой пластинки и его анализ.

Требуемое оборудование: Модульный учебный комплекс МУК-ОВ

Краткое теоретическое введение

ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. Свет представляет собой электромагнитную волну. Световые волны являются поперечными. Три вектора - E (напряженность электрического поля), H(напряженность магнитного поля) и V (скорость распространения света) - взаимно перпендикулярны и составляют правовинтовую систему. Однако взаимно перпендикулярное расположение векторов E и H может быть произвольно ориентировано относительно направления распространения волны V. Т.к. положение вектора H всегда можно легко определить исходя из положений векторов V и E, то обычно он исключается из дальнейшего рассмотрения.

Рассмотрим световую волну, распространяющуюся в направлении оси z. Колебания вектора Е происходят при этом в плоскости ху. Для незатухающих волн (при отсутствии поглощения в среде) в некоторой точке пространства, например в точке Z=0, для электрической компоненты волны можно записать:

$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y
\vec{E}_x = \vec{t} E_{x0} cos \omega t
\vec{E}_y = \vec{j} E_{y0} cos(\omega t + \delta)$$
(1)

где ω - частота колебаний,

 δ - разность фаз между взаимно перпендикулярными колебаниями E_x и E_y




Рис. 1

Угол между направлениями вектора E и осью OX определяется следующим соотношением:

$$tg\varphi = \frac{E_{y0}\cos(\omega t + \delta)}{E_{x0}\cos\omega t} \tag{2}$$

Если разность фаз δ претерпевает случайные хаотические изменения, то угол θ , т.е. направление светового вектора E будет испытывать случайные, скачкообразные, неупорядоченные изменения. Такая ситуация характерна для естественного света. Таким образом, естественный свет всегда можно представить как наложение двух волн с колебаниями в двух взаимно перпендикулярных направлениях, имеющих одинаковую интенсивность, но переменную разность фаз.

Рассмотрим два важных случая поляризации.

а) $\delta = 0 \pm \pi$. Согласно (2) имеем:

$$tg\varphi = const$$

Следовательно, результирующее колебание E совершается в фиксированном направлении, вдоль определенной линии в плоскости XY.

Если в световой волне вектор E направлен вдоль прямой линии (колеблется по этой линии), то такой свет называется линейно поляризованным.

б) $\delta = \pm \pi/2$ и $E_{xo} = E_{yo}$. Согласно (2) имеем:

$$tg\varphi = \pm tg\omega t$$

Отсюда вытекает, что направление колебаний поворачивается вокруг направления луча с угловой скоростью, равной частоте колебаний ω . Конец вектора E в этом случае описывает в плоскости XY окружность. Такая волна называется циркулярно поляризованной (обладает круговой поляризацией). Случаи $\delta = +\pi/2$ и $\delta = -\pi/2$ отличаются направлением вращения E

Если $\delta=\pm\pi/2$, а $E_{xo}\neq E_{yo}$, то имеет место вращение E по эллипсу, причем полуоси эллипса равны соответствующим амплитудам E_{xo} и E_{yo} . Такая волна называется эллиптически поляризованной.

Если на анизотропное вещество падает линейно поляризованный свет, то он рождает в среде в общем случае две волны, линейно поляризованные во взаимно-перпендикулярных направлениях и распространяющихся с разными скоростями. Для одноосных кристаллов существует единственное направление, называемое оптической осью, вдоль которого обе волны распространяются с одинаковой скоростью. В двуосных кристаллах два таких направления (две оптические оси).

ФАЗОВЫЕ ПЛАСТИНКИ. Рассмотрим особенности распространения света в одноосных кристаллах. Пусть анизотропная пластинка толщиной d вырезана параллельно оптической оси и нормально к ней падает линейно поляризованный свет (рис. 2.).

Выберем систему координат xy таким образом, чтобы ось ОХ совпадала с направлением главной оси кристалла. Световой вектор падающей линейно поляризованной волны с амплитудным значением E_0 будет составляет угол φ с оптической осью. В этом случае свет можно представить, как результат сложения распространяющихся в одном направлении двух линейно поляризованных волн со взаимно перпендикулярными направлениями колебаний вектора E. Таким образом, в пластинке будут распространяться две волны - обыкновенная с показателем преломления n_e . Направление колебаний светового вектора обыкновенной волны (направление \bot) перпендикулярно главной плоскости, т.е. плоскости, проходящей через направление распространения и оптическую ось. У второй волны световой вектор колеблется в главной плоскости вдоль оптической оси (направление \parallel).




Рис. 2

Амплитуды световых векторов обыкновенной и необыкновенной волны равны соответственно:

$$E_{\parallel} = E_0 cos \varphi$$

$$E_{\perp} = E_0 sin \varphi$$
(3)

Поскольку показатели преломления в пластинке для этих двух волн различны, то за время прохождения через пластинку между ними возникнет оптическая разность хода:

$$\Delta = (n_e - n_0)d\tag{4}$$

которой соответствует разность фаз на выходе из пластинки:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta$$

где λ_0 – длина волны света в вакууме.


Таким образом, на выходе из пластинки имеются два взаимно перпендикулярных световых колебания

$$E_{\parallel} = E_0 \cos \varphi \cos(\omega t - \delta)$$

$$E_{\perp} = E_0 \sin \varphi \cos \omega t$$
 (5)

Знак «-» перед δ связан с тем, что необыкновенная волна отстает от обыкновенной.

Пусть свет, вышедший из кристаллической пластинки, проходит через анализатор (поляроид). На рис. 3 ОА - направление пропускания анализатора, α - угол между вектором E_{θ} и направлением ОА.



Как видно из рис. 3, анализатор пропускает составляющие обыкновенной и необыкновенной волн вдоль одного направления OA, амплитуды которых равны соответственно

$$E_{\perp A} = E_0 sin\varphi sin(\alpha + \varphi)$$

$$E_{\parallel A} = E_0 cos\varphi cos(\alpha + \varphi)$$
(6)

Поскольку обыкновенная и необыкновенная волны, возбуждаемые в кристалле, когерентны, то вышедшие из анализатора лучи интерферируют. Результирующая интенсивность $(I \sim E^2)$, используя закон сложения однонаправленных колебаний (теорема косинусов), может быть определена как:

$$I = I_0 \left[sin^2 \varphi sin^2 (\alpha + \varphi) + cos^2 \varphi cos^2 (\alpha + \varphi) + \frac{1}{2} sin^2 \varphi sin^2 (\alpha + \varphi) cos \delta \right]$$
(7)

Полученная выше формула описывает зависимость интенсивности световой волны прошедшей через фазовую пластинку, расположенную между поляризатором анализатором при любом взаимном расположении. Эта формула не учитывает потери в поляризаторе, анализаторе и фазовой пластинке.

Если в качестве двулучепреломляющего образца используется четвертьволновая пластинка $(\delta = \pi/2)$, то для нее формула (7) может быть представлена в виде:

$$I = I_0[\sin^2\varphi \sin^2(\alpha + \varphi) + \cos^2\varphi \cos^2(\alpha + \varphi)]$$
 (8)

Методика эксперимента



Рис. 4


Лабораторная работа выполняется с помощью модульного учебного комплекса МУК-ОВ (рис. 4). Он содержит вертикальную оптическую скамью, лазер, поляризатор, четвертьволновую пластинку, анализатор, фотоприемник. Оптическая схема представлена на рис. 5.

Источником света 1 служит полупроводниковый лазер с длиной волны излучения 650 нм, жестко закрепленный на оптической скамье. Поляризационные приспособления состоят из поляризатора 2, четвертьволновой пластинки 3 и анализатора 4. Четвертьволновая пластинка, изготовленная из кристаллического кварца, помещена во вращающуюся оправу с нанесенными градусными делениями ценой 1^{0} . Анализатором и поляризатором служит пленочный поляроид. Он установлен в аналогичной оправе. При этом его ориентация в оправе

такова, что отсчет 0^0 соответствует максимуму пропускания линейно поляризованного излучения

лазера. Используемый в формулах 7 и 8 угол α может быть вычислен как $\alpha = \alpha l + \alpha 2$, где αl -значение угла поворота поляризатора, а $\alpha 2$ – анализатора.

Измерения интенсивности света производятся фотоприемником 5 и измерительным устройством 6. Последнее представляет собой усилитель напряжения с цифровым вольтметром. Измерения интенсивности производятся в относительных единицах.



Рекомендуемое задание к работе

- 1. Включите кнопку «Сеть» электронного блока. Кнопкой выбора фотоприемников выберете фотоприемник №4. Включите лазер.
- 2. Установите поляризатор в положение $\alpha 1 = 0^0$ (максимум интенсивности прошедшего света).
- 3. Установите анализатор в положение $\alpha 2 = 90^{\circ}$ (минимум интенсивности прошедшего света).
- 4. Установите между поляризатором и анализатором четверть волновую фазовую пластинку.
- 5. Меняя угол ϕ через каждые 10^0 , измерьте значения относительной интенсивности J/J_0 . Произведите нормировку полученных данных (путем деления на максимальное значение) и постройте график. В тех же координатах постройте график теоретической зависимости. Сравните полученные данные.
- 6. Для значений $\varphi = 0^0, 30^0, 45^0$, меняя угол $\alpha 2$ через каждые 10^0 измерьте значения относительной интенсивности J/J_0 . Произведите нормировку полученных данных и постройте график. В тех же координатах постройте график теоретической зависимости. Сравните полученные данные.

Июнь 2012